


Utilisation d'un inhalateur Diskus^{MD}

Le Diskus^{MD} est un dispositif rond en plastique qui contient un médicament en poudre. Le médicament se trouve à l'intérieur de bandelettes d'aluminium qui protègent la poudre contre l'humidité. Ce dispositif comporte un compteur de doses qui affiche le nombre de doses restantes.

1. Pour ouvrir le Diskus^{MD}, tenez le boîtier dans une main.
2. Placez le pouce de l'autre main sur le cran prévu à cet effet et déplacez-le vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. L'embout buccal et le levier de doses sont maintenant visibles.
3. En tenant l'inhalateur avec l'embout buccal tourné vers vous, poussez le levier le plus loin possible vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Pour vous assurer de ne pas perdre la dose de médicament une fois le dispositif chargé :

- N'agitez pas le Diskus^{MD};*
- N'inclinez pas l'embout buccal vers le bas;*
- Ne le laissez pas tomber;*
- N'expirez pas dans le Diskus^{MD}*

4. Expirez.
5. Placez l'embout buccal entre vos lèvres et inspirez rapidement et profondément par la bouche.
6. Retenez votre souffle de 5 à 10 secondes.
7. Refermez le Diskus^{MD} en ramenant le cran vers vous autant que possible à sa position initiale. L'embout buccal et le levier de libération de doses sont maintenant cachés.
8. Si une seconde dose est nécessaire, répétez les étapes 1 à 7.

Des questions?

Appelez la ligne d'information du programme Action Asthme de l'Association pulmonaire au 1 888 344 5864 pour parler à un éducateur certifié dans le domaine de l'asthme ou écrivez-nous à l'adresse info@on.lung.ca ou consultez le www.on.lung.ca.

FICHE d'information

Points importants à retenir

Le Diskus^{MD} doit être fermé complètement entre chaque dose pour recharger le dispositif.

Après avoir pris un stéroïde en inhalation, il est important de se rincer la bouche et de se gargariser avec de l'eau, sans l'avaler.

Soins et entretien

Gardez le Diskus^{MD} au sec. Rangez-le à la température ambiante.

Ne le rangez pas dans un endroit humide comme dans une salle de bain.

Gardez le dispositif fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

L'embout buccal doit être nettoyé à l'aide d'un mouchoir de papier ou d'un linge sec.

Après chaque usage, il faut enlever toute trace de salive sur l'embout buccal à l'aide d'un mouchoir de papier..

DiskusTM (fermé)

